

SilverStream

Solution

Instrucciones de Uso



SilverStream® es una solución neutra, de agradable aroma, apta para el tratamiento y la hidratación de heridas. SilverStream® es transparente, incolora, libre de microbios y con una baja concentración de plata iónica. En frascos de 100ml, 250ml y 500ml.

USO PREVISTO E INSTRUCCIONES PARA SU UTILIZACIÓN

Este producto se debe aplicar solamente bajo la supervisión de un profesional de la salud. Apto para la limpieza y eliminación de materiales extraños, incluidos microorganismos y desechos de heridas, tales como úlceras por presión en etapas 1IV, úlceras por estasis, úlceras por pie diabético, heridas postquirúrgicas, quemaduras de primer y segundo grado, abrasiones por cortes e irritaciones menores de la piel.

INDICACIONES GENERALES DE USO

SilverStream® está diseñada para facilitar la cicatrización de heridas y como un eficiente humectador. Se puede aplicar la solución directamente desde el frasco, de las siguientes maneras: (1) por medio de una jeringa o pera, (2) con un dispositivo que permita la irrigación o purga, (3) rociando la solución sobre la herida por medio de un vaporizador o (4), vertiendo la solución sobre una gasa, apósito o esponja. Aplique la solución una o dos veces al día, en una dosis de hasta 50 ml por tratamiento o según las instrucciones del médico. Después de aplicar SilverStream®, la herida se debe enjuagar ya sea con agua sola o con agua y jabón. Antes de quitar el gasa / vestido o esponja, humedecer con Solución SilverStream® para una eliminación.

Nota: La herida se podrá limpiar si se aplica SilverStream® con una aguja de 19-22G (presión de aplicación de ~10 psi).

NO LAVE la herida con soluciones salinas, ni antes ni después de utilizar SilverStream®



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Sólo para uso externo. Evite el contacto con los ojos.
- Utilice el frasco únicamente si no está dañado.
- No use la solución en pacientes con historial de hipersensibilidad a alguno de los ingredientes.
- Interrumpa el uso de la solución si se presentan irritaciones.
- No use la solución si está turbia o coloreada.
- Evite que el frasco entre en contacto directo con la herida; si esto ocurre, deberá desecharlo.
- Para uso exclusivo en un solo paciente.
- Si el frasco se cierra inmediatamente después de usarse y la parte de arriba del mismo se protege de la contaminación, la solución podrá utilizarse nuevamente dentro de los 28 días, a partir de que el frasco fuera abierto por primera vez.
- Guardar en lugar seco, por debajo de 30°C/86°F
- No aplique más de 700 ml de la solución SilverStream® dentro de un período de 24 horas.

INGREDIENTES










La solución combina agua para inyección (WFI), glicerol (glicerina), sorbitol de monolaurato (Polisorbato20), TRIS, mentol y nitrato de plata al 0,01% (peso/volumen).

Cada ml contiene plata iónica antimicrobiana en forma de nitrato de plata al 0,01 % (p/v)

Cada envase contiene doce (12) frascos de 250ml o veinticuatro (24) frascos de 100ml o doce (12) frascos de 500ml y un prospecto de instrucciones de uso, que forma parte de la etiqueta del frasco.

SYMBOLS

A continuación se proporciona una descripción de los símbolos gráficos que aparecen en la etiqueta SilverStream®:

| | |
|---|--|
|  | Precaución |
|  | Consulte las instrucciones de uso |
|  | Fabricante |
|  | Mantenga los frascos fuera de la luz directa del sol |
|  | Límites de temperature |
|  | Fecha de caducidad |
|  | Esterilizado por medio de técnicas de procesamiento aséptico |
|  | No reesterilizar |
|  | Código de lote |
|  | Mantenga el producto fuera del alcance de los niños |
|  | Una aguja de 19-22G (presión de aplicación de ~10 psi) |
|  | Dispositivo médico |



SilverStream Medical Ltd.

Company Reg. No. 513160986

26 Shabazi St., Rosh Ha'Ayin 4802126, Israel

Phone: +972 3 9194334

info@silverstreammed.com | www.silverstreammed.com

Previous company name:

EnzySurge Ltd.